

足踏み吸引器の作り方

お口の中から上手く吐き出せない痰や、水分の吸引のお役立ちグッズです。
低コスト、短時間、近くにある材料で作ることができます。
吸引器をご使用になっておられる方の災害時・停電時のお助けマンです。又、吸引器は持っていないが痰やお口の中の水分が上手く吐き出せずに困っておられる方に、施設で、ご家庭で是非お試しください！
いざという時のために、作り置きをおすすめします。

公益社団法人 茨城県歯科医師会

介護保険委員会

足踏み吸引器の作り方

材料

- ・ 足踏みタイプの空気ポンプ（100均）
- ・ **炭酸飲料**のペットボトル [圧力がかかります]
- ・ 水槽用エアerpンプ用ホース（シリコン製が軟らかくて使いやすい）
- ・ 内径6ミリ 外径8ミリのホース（アダプターとして使用、この写真ではピンクのホース）




適当な器具を用いて蓋に2ヶ所穴を開けます。
錐や(丸)棒ヤスリ、工作用リユーター等を使用して
下さい。



シリコンホースは斜めにカットしておくと差し込み
みやすくなります。









完成です